

Ceník servisních prací

Slovensko

Platnost od 1.5.2023 do odvolání

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Obecné podmínky

Ceny

Ceny uvedené v tomto ceníku se rozumí bez DPH. Nezahrnují dopravné nebo případný nocleh.

První hodina		€ 70,--
Každá další čtvrt hodina		€ 17,--
Cestovné	1 km	€ 0,80

Cena za servisní práce na přístrojích nedodaných firmou Biotrade instruments, s.r.o. činí 1,5 násobek ceny uvedené v tomto ceníku, není-li smlouvou dohodnuto jinak. Výjimku tvoří přístroje dodané sub-dodavateli.

Cestovné je vždy počítáno z adresy moravské servisní pobočky. Čas strávený na cestě není účtován.

Vysvětlení pojmů

Preventivní prohlídka

Provádí se v intervalech doporučených výrobcem na základě objednávky zákazníka, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Obsahuje kontrolu funkčnosti přístroje, plnění výrobcem uváděných parametrů, kontrolu opotřebení namáhaných součástí přístroje a případné drobné opravy, seřízení nebo ošetření namáhaných částí.

Při objednání preventivní prohlídky získává zákazník automaticky slevu 50% z cestovného při dalším servisním zásahu po dobu 12 měsíců. Sleva platí pouze na daný přístroj a nelze jí kombinovat při opravě jiného zařízení na kterém neproběhla preventivní prohlídka.

Servisní zásah

Rozumí se jednorázová oprava přístroje. V ceně nejsou obsaženy náhradní díly a doprava náhradních dílů od výrobce. Není-li možné závadu opravit neprodleně, dělí se servisní zásah na detekci závady a samotnou opravu.

Servisní smlouva

Uzavření servisní smlouvy, jejíž podmínky jsou nadřazeny podmínkám tohoto ceníku servisních prací nabízí sjednání individuálních podmínek. Zároveň také zvýhodňuje zákazníky s vyšším počtem přístrojů, na které je smlouva uzavřena.

Sleva se vztahuje pouze na uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou a výše slevy je

3 a více přístrojů	sleva 3%
5 a více přístrojů	sleva 5%
10 a více přístrojů	sleva 10%

Výše uvedená sleva se uplatňuje na práci servisního technika. Na cestovné se uplatňuje jednotná sleva 35% (platí se pouze cesta jedním směrem) bez ohledu na počet přístrojů uvedených v servisní smlouvě.

Již uzavřením servisní smlouvy zákazník získává paušál preventivních prohlídek, který je zvýhodněný oproti jednorázovému objednávání preventivních prohlídek.

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Kontakt

Pro nahlášení poruchy nebo objednání preventivní prohlídky:

Biotrade Instruments, s.r.o.

Tel: +420 220 513 508

Mail: servis@biotrade.cz

Adresa pro zasílání drobných přístrojů

Šlikova 20
169 00 PRAHA 5

Servisní odd.

Roman Luňák
Slavkov u Brna
T: +420 724 755 220

Objednávky servisu lze akceptovat pouze v písemné formě (e-mail).

Obsah

Seznam přístrojů pro které platí specifické podmínky servisních prací

Třepačky INFORS HT.....	4
Fermentory INFORS HT.....	5
Rotační vakuové koncentrátoři, Autoklávy.....	6
Lyofilizátory.....	7
Sušárny, Inkubátory.....	8

Součástí níže uvedených úkonů není částka za cestovné, viz. strana 2

Třepačky INFORS HT

Preventivní prohlídka třepačky bez inkubace

€ 80,--

- kontrola technického stavu vč. vnitřku přístroje
- kontrola funkcí
- ověření parametru otáčky kalibrovaným měřidlem
- označení termínu další prohlídky štítkem na přístroji
- vystavení protokolu o preventivní prohlídce

Preventivní prohlídka inkubované třepačky

€ 137,--

- kontrola technického stavu vč. vnitřku přístroje
- kontrola funkcí
- kontrola těsnění dveří
- vyčištění vnitřní komory s elektronikou
- kontrola ložisek případně uchycení Penta-Drive
- ověření parametrů teplota a otáčky kalibrovanými měřidly
- označení termínu další prohlídky štítkem na přístroji
- vystavení protokolu o preventivní prohlídce

Preventivní prohlídka inkubované třepačky s chlazením

€ 170,--

- kontrola technického stavu vč. vnitřku přístroje
- kontrola funkcí
- kontrola těsnění dveří
- vyčištění komory s elektronikou a kompresorem
- vyčištění vnitřního prostoru kolem výdechů ventilátorů
- vyčištění výměníku chlazení
- ověření parametru teplota a otáčky kalibrovanými měřidly
- označení termínu další prohlídky štítkem na přístroji
- vystavení protokolu o preventivní prohlídce

Vystavení protokolu o ověření parametru vč. kopie kalibračního listu

- teplota
- otáčky

na dotaz

na dotaz

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ**Fermentory INFORS HT****Preventivní prohlídka autoklávovatelného fermentoru****€ 225,--**

- kontrola celkového technického stavu
- kontrola funkčnosti a stavu integrovaných pumpiček
- kontrola motoru pomocí otáčkoměru
- zjištění stavu těsnění nádoby
- kontrola elektroniky a mechanických částí uvnitř jednotky
- kontrola řídicí jednotky + kontrola parametrů pO₂ a pH na simulátoru
- ověření parametrů teplota a otáčky kalibrovanými měřidly
- kontrola topných těles a chladicího okruhu
- kontrola těsnosti rozvodů plynů uvnitř přístroje
- vyčištění vnitřku přístroje vč. prostoru okolo ventilátorů
- označení termínu další prohlídky štítkem na přístroji
- vystavení protokolu o preventivní prohlídce

Preventivní prohlídka IN-SITU fermentoru**€ 325,--**

- kontrola celkového technického stavu
- kontrola funkčnosti a stavu peristaltických čerpadel
- kontrola motoru pomocí otáčkoměru
- zjištění stavu těsnění nádoby
- kontrola elektroniky a mechanických částí uvnitř jednotky
- kontrola řídicí jednotky + kontrola parametrů pO₂ a pH na simulátoru
- ověření parametrů teplota a otáčky kalibrovanými měřidly
- kontrola topných těles a chladicího okruhu
- kontrola těsnosti rozvodů plynů uvnitř přístroje
- vyčištění vnitřku přístroje vč. prostoru okolo ventilátorů
- označení termínu další prohlídky štítkem na přístroji
- vystavení protokolu o preventivní prohlídce

Vystavení protokolu o ověření parametru vč. kopie kalibračního listu

- Teplota
- otáčky

na dotaz
na dotaz

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ**Rotační vakuové koncentrátořy****Preventivní prohlídka koncentrátořů miVac****€ 65,--**

- kontrola parametrů dle řídící jednotky
- kontrola těsnění a vnitřku koncentrátořu
- vyčištění výměníku chlazení (SpeedTrap)
- test výkonu vakuové vývěvy
- kontrola teploty

Preventivní prohlídka koncentrátořů Genevac**€ 95,--**

- kontrola parametrů dle řídící jednotky
- kontrola těsnění dveřů
- vyčištění výměníku chlazení
- kontrola zálohové baterie pro ŘJ
- kontrola teploty
- kontrola servisních parametrů v ŘJ

Autoklávy**Preventivní prohlídka autoklávů s int. generátorem páry****€ 55,--**

- kontrola funkčnosti
- kontrola těsnosti víka a stavu komory
- kontrola stavu ventilů
- kontrola bezpečnostních prvků

Preventivní prohlídka autoklávů s ext. generátorem páry**€ 135,--**

- kontrola funkčnosti
- kontrola těsnosti víka a stavu komory
- kontrola stavu ventilů
- kontrola stavu filtrů
- kontrola bezpečnostních prvků

Lyofilizátory

Preventivní prohlídka laboratorních lyofilizátorů

€ 110,--

- kontrola stavu komory a těsnění
- kontrola stavu kondenzátoru
- kontrola hadic (vzduch, vakuum) uvnitř jednotky
- kontrola provozních podmínek
- vyčištění prostoru kolem ventilátorů uvnitř přístroje
- ověření teplotních produktových čidel kalibrovaným měřidlem
- kontrola vakuové vývěvy vč. ověření výkonu
- kontrola stavu olejové náplně

Preventivní prohlídka pilotních a GPFD lyofilizátorů

€ 260,--

- kontrola stavu komory a těsnění
- kontrola stavu kondenzátoru
- kontrola hadic (vzduch, vakuum) uvnitř jednotky
- kontrola provozních podmínek
- vyčištění prostoru kolem ventilátorů uvnitř přístroje
- ověření teplotních produktových čidel kalibrovaným měřidlem
- kontrola vakuové vývěvy vč. ověření výkonu
- kontrola stavu olejové náplně

Vystavení protokolu o ověření parametru vč. kopie kalibračního listu

na dotaz

- kalibrace 1 až 10 produktových sond

DISTRIBUTOR PRO VAŠI LABORATOŘ

Sušárny

Preventivní prohlídka nízkoteplotní sušárny (do 200°C) € 65,--

- kontrola interiéru
- kontrola těsnění dveří
- test rychlosti náběhu teploty dle parametrů výrobce
- ověření parametru teplota kalibrovaným měřidlem
- kontrola bezpečnostního termostatu
- vyčištění vnitřního prostoru kolem vstupu/výstupu vzduchu

Preventivní prohlídka sušárny (nad 200°C) € 95,--

- kontrola interiéru
- kontrola těsnění dveří
- test rychlosti náběhu teploty dle parametrů výrobce
- ověření parametru teplota kalibrovaným měřidlem
- kontrola bezpečnostního termostatu
- kontrola provozních podmínek (okolní teplota, odstup pro výdechy)
- vyčištění vnitřního prostoru kolem vstupu/výstupu vzduchu

Vystavení protokolu o ověření parametru vč. kopie kalibračního listu na dotaz

Inkubátory

Preventivní prohlídka inkubátorů € 65,--

- kontrola interiéru
- kontrola těsnění dveří
- test rychlosti náběhu teploty dle parametrů výrobce
- ověření parametru teplota kalibrovaným měřidlem
- kontrola bezpečnostního termostatu
- kontrola provozních podmínek (okolní teplota, odstup pro výdechy)
- vyčištění vnitřního prostoru kolem vstupu/výstupu vzduchu

Vystavení protokolu o ověření parametru vč. kopie kalibračního listu na dotaz